

Кат. № 6021

Фасовка 10 флаконов (каждый на 500 мл среды).
Срок годности 2 года. Хранить при температуре 2–8°C

Добавка для *Bacillus cereus*
***Bacillus Cereus* Supplement**

Селективная добавка для выделения и подсчета *Bacillus cereus*

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В 1 ФЛАКОНЕ)

Сульфат полимиксина В 50000 МЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В стерильных условиях растворить содержимое 1 флакона в 5 мл стерильной дистиллированной воды. Осторожно перемешать до полного растворения и асептически добавить к 450 мл **Основы селективного агара для *Bacillus cereus* (кат. № 1124)**, автоклавированной и охлажденной до 50°C, с добавлением 50 мл **Эмульсии яичного желтка (кат. № 5152)**. Тщательно перемешать и разлить в стерильные емкости.

Продукт	Кат. №	Фасовка
Добавка для <i>Bacillus cereus</i>	6021	10 флаконов. Каждый флакон рассчитан на 500 мл полной среды
Основа селективного агара для <i>Bacillus cereus</i>	1124	500 г
Эмульсия яичного желтка	5152	100 мл

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Следующие результаты были получены при использовании **Основы селективного агара для *Bacillus cereus* (кат. № 1124)** с **Эмульсией яичного желтка (кат. № 5152)** на тестовых культурах после инкубации при температуре 35±2°C и наблюдались через 24–40 часов.

Микроорганизмы	Рост	Цвет колоний	Осадок
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	Хороший	Красный	+
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6051	Хороший	Желтый	–
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 29906	Слабый	Бесцветный	–
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Слабый	Желтый	+

*Инкубировать при 30°C в течение 18–24 часов.